



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Concentrated Cleanser					
产品型号 Product Model	五分类血细胞分析仪用RC-86C	规格 Specification	50ml				
批号 Batch No.	20250324	有效期 Expiration date	2026/3/23				
生产日期 Production Date	2025/3/24	检验日期 Inspection Date	2025.03.25				
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为: $\geq 51g$ weight allowance: is not less than 51g		51.61	51.6	51.64	合格 Pass
3	PH值 PH value	≥ 8.0 ($25 \pm 1^\circ C$) (not include proteinase) is not less than 8.0 under temperature of ($25^\circ C \pm 1^\circ C$)		13.65	13.67	13.67	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/		/	
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/		/	
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector	银少彤		复核人 Reviewer				
日期 Date	2025.03.25		日期 Date				

注: 若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years