



生化试剂出厂检验报告

Chemistry Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		5'-核苷酸酶测定试剂盒(酶法) 5'-Nucleotidase Assay Reagent Kit (Enzymatic)		
规格 Specification		R1: 45ml×1, R2: 15ml×1, 校准/CAL: 1ml×1	产品型号 Product Model	
批号 Batch No.		20250407	有效期 Expiration Date 2026/4/6	
生产日期 Production Date		2025.04.07	检验日期 Inspection Date 2025.04.16	
试剂批号 Reagent batch number		20250407	试剂有效期 Expiration date of Reagent 2026/4/6	
校准/质控批号 Calibrator/Control batch number		20250407	校准有效期 Expiration date of Calibrator 2026/10/6	
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard	检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	R1, R2均为无色或淡黄色澄清液体, 无沉淀及絮状物 R1 and R2 are both colorless or yellowish, clear liquid, without sediments or flocules.	符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 The net content of liquid reagents should not be less than the indicated value.	符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	准确度 Accuracy	相对偏差不得超过±10% The relative deviation should not exceed ± 10%.	7.20%	合格 Pass
4	重复性 Repeatability	变异系数CV≤4% Coefficient of Variation (CV) ≤ 4%	2.24%	合格 Pass
5	线性范围 Linearity range	在0U/L~200U/L (37℃) 范围内, 相关系数(r) 应≥0.990 Within the range of 0U/L ~ 200U/L (37℃), the correlation coefficient (r) should be ≥ 0.990.	0.9996	合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass		
检验员 Inspector		莫宗儒	复核人 Reviewer	高曼姿
日期 Date		2025.04.16	日期 Date	2025.04.16

注:若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information, please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8503

REV: A.2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years