



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer						
产品型号 Product Model		RD-7	包装规格 Package Size		20L			
批 号 Lot No.		20250805	有效期 Expiry Date		2027.08.04			
生产日期 Manufacture Date		2025.08.05	检验日期 Inspection Date		2025.08.06			
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results		结果判定 Conclusion		
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule			符合 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Volume	重量允许范围: $\geq 20.2\text{Kg}$ Weight: $\geq 20.2\text{Kg}$			20.3	20.4	20.4	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.45 ± 0.20 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$)			7.4	7.41	7.41	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	$17.0\text{ mS/cm} \pm 0.50\text{ mS/cm}$			16.91	16.9	16.91	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	$307 \pm 10\text{ mOsm/Kg (mmol/L)}$			312	310	307	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass						
报告人 Reporter		银少彤		日期 Date		2025.08.06		
批准 (检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿		日期 Date		2025.08.06		
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.						

