



# 检验报告

## Certificate of Analysis

|                                                |                           |                                                                                         |                         |  |                                 |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| 产品名称<br>Product Name                           |                           | 血细胞分析用稀释液<br>Diluent for Hematology Analyzer                                            |                         |  |                                 |                    |
| 产品型号<br>Product Model                          |                           | RD-86                                                                                   | 包装规格<br>Package Size    |  | 20L                             |                    |
| 批号<br>Lot No.                                  |                           | 20250812                                                                                | 有效期<br>Expiry Date      |  | 2027.08.11                      |                    |
| 生产日期<br>Manufacture Date                       |                           | 2025.08.12                                                                              | 检验日期<br>Inspection Date |  | 2025.08.13                      |                    |
| 检验项目<br>Subjects                               |                           | 检验标准<br>Inspection Standards                                                            |                         |  | 检验结果<br>Results                 | 结果判定<br>Conclusion |
| 1                                              | 外观<br>Appearance          | 应为澄清或透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物<br>Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule |                         |  | 符合<br>Meet with the requirement | 合格<br>Pass         |
| 2                                              | 净含量<br>Volume             | 重量允许范围: $\geq 20.2$ Kg<br>Weight: $\geq 20.2$ Kg                                        |                         |  | 20.25 20.3 20.3                 | 合格<br>Pass         |
| 3                                              | pH值<br>pH Value           | $7.35 \pm 0.20$ ( $25 \pm 1^\circ\text{C}$ )                                            |                         |  | 7.48 7.49 7.48                  | 合格<br>Pass         |
| 4                                              | 电导率<br>Conductivity Value | $15.7 \pm 0.50$ mS/cm                                                                   |                         |  | 15.78 15.8 15.78                | 合格<br>Pass         |
| 5                                              | 渗透浓度<br>Osmolality Value  | $320 \pm 10$ mOsm/Kg (mmol/L)                                                           |                         |  | 317 316 322                     | 合格<br>Pass         |
| 检验结论<br>Inspection Conclusion                  |                           | 合格<br>Pass                                                                              |                         |  |                                 |                    |
| 报告人<br>Reporter                                |                           | 银少彤                                                                                     | 日期<br>Date              |  | 2025.08.13                      |                    |
| 批准(检验工程师)<br>Approved by<br>(Quality Engineer) |                           | 高曼姿                                                                                     | 日期<br>Date              |  | 2025.08.13                      |                    |
| 备注<br>Remarks                                  |                           | 若无内容填写应用“/”。<br>If there is no information, please fill with“/”.                        |                         |  |                                 |                    |

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years