



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		动物血细胞分析仪用溶血剂 Lyse				
产品型号 Product Model		RL-3V	包装规格 Package Size		500mL	
批号 Lot No.		20250902	有效期 Expiry Date		2027.09.01	
生产日期 Manufacture Date		2025.09.02	检验日期 Inspection Date		2025.09.04	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results		结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule			符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为： $\geq 502g$ Weight： $\geq 502g$			503.99 504.01 503.82	合格 Pass
3	pH值 pH Value	6.5 ± 0.50 ($25 \pm 1^{\circ}C$)			6.47 6.46 6.45	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass				
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date		2025.09.04	
批准(检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date		2025.09.04	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.				

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years