




# 检验报告

## Certificate of Analysis

| 产品名称<br>Product Name                           |                           | 血细胞分析用稀释液<br>Diluent for Hematology Analyzer   |                         |                 |                                 |                    |
|--|---------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| 产品型号<br>Product Model                          |                           | RD-7   | 包装规格<br>Package Size    |                 | 20L                             |                    |
| 批号<br>Lot No.                                  |                           | 20250905   | 有效期<br>Expiry Date      |                 | 2027.09.04                      |                    |
| 生产日期<br>Manufacture Date                       |                           | 2025.09.05   | 检验日期<br>Inspection Date |                 | 2025.09.08                      |                    |
| 检验项目<br>Subjects                               |                           | 检验标准<br>Inspection Standards   |                         | 检验结果<br>Results |                                 | 结果判定<br>Conclusion |
| 1  | 外观<br>Appearance          | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物<br>Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule |                         |                 | 符合<br>Meet with the requirement | 合格<br>Pass         |
| 2  | 净含量<br>Volume             | 重量允许范围为： $\geq 20.2\text{Kg}$<br>Weight： $\geq 20.2\text{Kg}$                          |                         |                 | 20.3 20.3 20.3                  | 合格<br>Pass         |
| 3  | pH值<br>pH Value           | $7.45 \pm 0.20 (25 \pm 1^\circ\text{C})$   |                         |                 | 7.35 7.37 7.35                  | 合格<br>Pass         |
| 4  | 电导率<br>Conductivity Value | $17.0 \text{ mS/cm} \pm 0.50 \text{ mS/cm}$  |                         |                 | 16.92 16.91 16.93               | 合格<br>Pass         |
| 5  | 渗透浓度<br>Osmolality Value  | $307 \pm 10 \text{ mOsm/Kg (mmol/L)}$  |                         |                 | 304 310 308                     | 合格<br>Pass         |
| 检验结论<br>Inspection Conclusion                  |                           | 合格<br>Pass   |                         |                 |                                 |                    |
| 报告人<br>Reporter                                |                           | 银少彤  | 日期<br>Date              |                 | 2025.09.08                      |                    |
| 批准（检验工程师）<br>Approved by<br>(Quality Engineer) |                           | 高曼姿  | 日期<br>Date              |                 | 2025.09.08                      |                    |
| 备注<br>Remarks                                  |                           | 若无内容填写应用“/”。<br>If there is no information, please fill with“/”.                       |                         |                 |                                 |                    |



表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years