



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		清洗液 Concentrated Cleanser						
产品型号 Product Model		五分类血细胞分析仪用RC-86C		包装规格 Package Size		30mL		
批 号 Lot No.		20250829		有效期 Expiry Date		2026.08.28		
生产日期 Manufacture Date		2025.08.29		检验日期 Inspection Date		2025.09.01		
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards			检验结果 Results		结果判定 Conclusion	
1	外观 Appearance	应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, No precipitation, particles, or floccule			符合 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Volume	重量允许范围： $\geq 31g$ weight： $\geq 31g$			31.88	31.89	32	合格 Pass
3	pH值 pH Value	≥ 8.0 ($25 \pm 1^{\circ}C$)			13.45	13.44	13.44	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass						
报告人 Reporter		银少彤		日期 Date		2025.09.01		
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿		日期 Date		2025.09.01		
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.						



表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years