



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer					
产品型号 Product Model		RD-7	包装规格 Package Size		20L		
批 号 Lot No.		20250902	有效期 Expiry Date		2027.09.01		
生产日期 Manufacture Date		2025.09.02	检验日期 Inspection Date		2025.09.03		
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results		结果判定 Conclusion	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule		符合 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥20.2Kg Weight: ≥20.2Kg		20.3	20.35	20.35	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.45±0.20 (25±1℃)		7.44	7.43	7.43	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	17.0 mS/cm±0.50 mS/cm		16.96	16.94	16.94	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	307±10 mOsm/Kg (mmol/L)		308	309	310	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass					
报告人 Reporter		银少彤		日期 Date		2025.09.03	
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿		日期 Date		2025.09.03	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.					

