



# 检验报告

## Certificate of Analysis

|                                                |                           |                                                                                        |                         |                                 |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 产品名称<br>Product Name                           |                           | 血细胞分析用稀释液<br>Diluent for Hematology Analyzer                                           |                         |                                 |                    |
| 产品型号<br>Product Model                          |                           | RD-50                                                                                  | 包装规格<br>Package Size    |                                 | 20L                |
| 批 号<br>Lot No.                                 |                           | 20250919                                                                               | 有效期<br>Expiry Date      |                                 | 2027. 09. 18       |
| 生产日期<br>Manufacture Date                       |                           | 2025. 09. 19                                                                           | 检验日期<br>Inspection Date |                                 | 2025. 09. 22       |
| 检验项目<br>Subjects                               |                           | 检验标准<br>Inspection Standards                                                           |                         | 检验结果<br>Results                 | 结果判定<br>Conclusion |
| 1                                              | 外观<br>Appearance          | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物<br>Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule |                         | 符合<br>Meet with the requirement | 合格<br>Pass         |
| 2                                              | 净含量<br>Volume             | 重量允许范围为：≥20.2Kg<br>Weight: ≥20.2Kg                                                     |                         | 20.25    20.3    20.25          | 合格<br>Pass         |
| 3                                              | pH值<br>pH Value           | 7.30±0.20 (25±1℃)                                                                      |                         | 7.25    7.26    7.27            | 合格<br>Pass         |
| 4                                              | 电导率<br>Conductivity Value | 16.1mS/cm±0.50mS/cm                                                                    |                         | 16.48    16.47    16.48         | 合格<br>Pass         |
| 5                                              | 渗透浓度<br>Osmolality Value  | 318±10 mOsm/Kg (mmol/L)                                                                |                         | 322    320    323               | 合格<br>Pass         |
| 检验结论<br>Inspection Conclusion                  |                           | 合格<br>Pass                                                                             |                         |                                 |                    |
| 报告人<br>Reporter                                |                           | 银少彤                                                                                    | 日期<br>Date              | 2025.09.22                      |                    |
| 批准（检验工程师）<br>Approved by<br>(Quality Engineer) |                           | 高曼姿                                                                                    | 日期<br>Date              | 2025.09.22                      |                    |
| 备注<br>Remarks                                  |                           | 若无内容填写应用“/”。<br>If there is no information, please fill with“/”.                       |                         |                                 |                    |

