



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析仪用质控物（阻抗法） Quality Control for Hematology Analyzer (Impedance Method)		
产品型号 Product Model		Q3	包装规格 Package Size	3mL
批 号 Lot No.		2508H	有效期 Expiry Date	2025. 12. 21
生产日期 Manufacture Date		2025. 09. 23	检验日期 Inspection Date	2025. 10. 20
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results
1 外观 Appearance		足够均匀的血液类物质，不可有凝块。标签上有完整的批号、有效期，应清晰准确。 Calibration for uniform blood class material. Mark the batch number and self life of the labeled as a complete		符合 Meet with the requirement
2 装量 Volume		装量负偏差不大于标示量的3% The load negative deviation less than 3%		符合 Meet with the requirement
3 瓶内均匀性 Uniformity		WBC≤2% RBC≤2% HGB≤2% HCT≤2% MCV≤0.5% PLT≤6%		0.90% 0.70% 0.50% 1.00% 0.50% 2.80%
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass		
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date	2025. 10. 20
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025. 10. 20
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.		

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years