



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RD-50	包装规格 Package Size		20L
批 号 Lot No.		20251017	有效期 Expiry Date		2027. 10. 16
生产日期 Manufacture Date		2025. 10. 17	检验日期 Inspection Date		2025. 10. 21
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为: $\geq 20.2\text{Kg}$ Weight: $\geq 20.2\text{Kg}$		20.3 20.3 20.25	合格 Pass
3	pH值 pH Value	7.30 ± 0.20 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$)		7.35 7.37 7.35	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	$16.1\text{mS/cm} \pm 0.50\text{mS/cm}$		15.91 15.9 15.89	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	$318 \pm 10 \text{ mOsm/Kg (mmol/L)}$		321 322 317	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date	2025.10.21	
批准 (检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025.10.21	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			

