



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		同型半胱氨酸测定试剂盒（循环酶法） Homocysteine Assay Reagent Kit (Enzymatic Cycling Assay)			
产品型号 Product Model		/	包装规格 Package Size	R1: 37ml×1 R2: 10ml×1 校准品（选配）: 1×1mL calibrator(optional):1×1mL	
批 号 Lot No.		20251029	有效期 Expiry Date	2026.10.28	
生产日期 Manufacture Date		2025.10.29	检验日期 Inspection Date	2025.11.06	
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	R1无色, R2微黄色, 澄清液体, 无沉淀及絮状物 R1 is colorless, clear liquid and R2 is slightly yellowish, clear liquid, without sediments or floccules		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 The net volume of liquid reagents should not be less than the indicated value		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	准确度 Accuracy	相对偏差不超过±15% The relative deviation should not exceed ±15%		-0.82%	合格 Pass
4	重复性 Repeatability	变异系数CV≤5% Coefficient of Variation (CV) ≤ 5%		3.37%	合格 Pass
5	线性范围 Linearity range	在0.5 μmol/L~50 μmol/L (37℃) 范围内, 相关系数 (r) 应≥0.990 Within the range of 0.5 μmol/L ~ 50 μmol/L (37℃), the correlation coefficient (r) should be ≥ 0.990		0.9990	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		邱志成	日期 Date	2025.11.06	
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025.11.06	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with"/".			



表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years