



# 检验报告

## Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） Cholinesterase Assay Reagent Kit (Butyrylthiocholine Method)			
产品型号 Product Model		包装规格 Package Size	R1: 40ml×4 R2: 20ml×2		
批 号 Lot No.		有效期 Expiry Date	2026.10.29		
生产日期 Manufacture Date		检验日期 Inspection Date	2025.11.06		
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards	检验结果 Results	结果判定 Conclusion	
1	外观 Appearance	R1淡黄色, R2无色的澄清液体, 无沉淀及絮状物 R1 is yellowish, clear liquid and R2 is colorless, clear liquid, without sediments or floccules		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 The net volume of liquid reagents should not be less than the indicated value		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3	准确度 Accuracy	相对偏差不超过±10% The relative deviation should not exceed ±10%		-2.21%	合格 Pass
4	重复性 Repeatability	变异系数CV≤5% Coefficient of Variation (CV) ≤ 5%		0.83%	合格 Pass
5	线性范围 Linearity range	在20U/L~14000 U/L (37℃) 范围内, 相关系数(r) 应≥0.990 Within the range of 20 U/L ~ 14000 U/L (37℃), the correlation coefficient (r) should be ≥ 0.990.		0.9998	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		邱志成	日期 Date	2025.11.06	
批准(检验工程师) Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date	2025.11.06	
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506

REV: A.0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years