



检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product Name		清洗液 RPA Cleanser			
产品型号 Product Model		特定蛋白分析仪用RC-710	包装规格 Package Size		4L
批 号 Lot No.		20251208	有效期 Expiry Date		2027. 12. 07
生产日期 Manufacture Date		2025. 12. 08	检验日期 Inspection Date		2025. 12. 15
检验项目 Subjects		检验标准 Inspection Standards		检验结果 Results	结果判定 Conclusion
1	外观 Appearance	应为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid, no precipitation, particles, or floccule		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Volume	重量允许范围为：≥4.02Kg Weight: ≥4.02Kg		4.05 4.04 4.04	合格 Pass
3	pH值 pH Value	≥11.0 (25±1℃)		12.83 12.81 12.8	合格 Pass
检验结论 Inspection Conclusion		合格 Pass			
报告人 Reporter		银少彤	日期 Date 2025. 12. 15		
批准（检验工程师） Approved by (Quality Engineer)		高曼姿	日期 Date 2025. 12. 15		
备注 Remarks		若无内容填写应用“/”。 If there is no information, please fill with“/”.			



表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8506
REV: A. 0/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years